



Provtagning för F.O.B test

Patientinformation från laboriemedicin på ryska

Инструкция для пациента

Этот анализ не рекомендуется проводить пациентам в период менструации, с кровоточащим геморроем или кровью в моче.

Инструкция:

1. Застелите дно унитаза несколькими слоями туалетной бумаги или используйте специальный материал, который вам выдан в лаборатории для сбора анализа. Также можно использовать предварительно вымытый горшок или другую чистую емкость.
2. Открутите **голубую крышку** с вмонтированным шпателем. Содержимое пробирки должно оставаться внутри.
3. Погрузите шпатель в кал в нескольких разных местах. Аккуратно уберите лишний материал со шпателя туалетной бумагой. **ВАЖНО:** в пробирку вносится небольшое количество кала, только то, которое помещается в бороздках шпателя иначе анализ может быть испорчен.
4. Поместите шпатель назад в пробирку, плотно закрутите голубую крышку и основательно встряхните.

Анализ готов и может сохраняться до пяти суток при комнатной температуре. Проведение анализа требует сбора материала в разные дни и каждый раз в новую пробирку. Количество дней соответствует количеству пробирок. Когда все анализы собраны оставьте их одновременно в лаборатории или отделении.

