



Provtagning för F.O.B test

فحص التحري عن الدم الخفي في البراز

إرشادات عامة

يُنصح بعدم إجراء هذا الفحص أثناء فترة الحيض أو عند الشكوى من البواسير الشرجية النازفة أو التبول الدموي.

إتبع الخطوات التالية في أخذ العينة

1. يمكن إستعمال حاوية نظيفة لجمع البراز أو من خلال التغوط على ورق التواليت.
2. إفتح غطاء أنبوبة الإختبار الأزرق وأخرج العصا المتصلة بالغطاء مع الحفاظ على السائل داخل الأنبوبة.
3. إغرز العصا بمناطق مختلفة من البراز. يجب إزالة الكميات الزائدة من البراز بواسطة مسح العصا بورق التواليت. **ملاحظة هامة** لا تأخذ كمية فائضة من البراز، يكفي إجراء الفحص بالكمية القليلة الباقية في شقوق حافة العصا.
4. أرجع العصا داخل أنبوبة الإختبار وأغلقها بإحكام. رج الأنبوبة بعناية ثم اكتب تاريخ أخذ النموذج على الأنبوبة.

النموذج جاهز للفحص الآن و من الممكن حفظه لمدة 5 ايام في درجة حرارة الغرفة. في حالة طلب اكثر من نموذج يُفضّل جمع النماذج في أوقات (أيام) مختلفة. يتم تسليم النماذج بعد ذلك إلى وحدة إستقبال المرضى، المركز الصحي أو الى أقرب مختبر.

