



Provtagning för F.O.B test

Patientinformation från laboriemedicin

Patientanvisning

Om du har synligt blod i avföringen som menstruation, blödande hemorrojder eller blod från urinen så bör du hoppa över detta tillfälle. Utför bara testet vid nästa tillfälle då du inte har synligt blod.

Gör så här:

1. Samla avföring i en ren behållare/burk. T ex en engångstallrik eller liknande. Alternativt ta direkt ifrån toalettpappret om konsistensen tillåter. **Låt inte avföringen komma i kontakt med varken vatten eller urin.**
2. Skruva av den **BLÅ** korken på provröret och ta ut den medföljande provpinnen. **OBS! Vätskan i röret är viktig och ska vara kvar i röret.**
3. Stoppa den **BLÅ** provpinnens ände på flera olika ställen i avföringen alternativt fyll den skruvade skåran från toalettpappret. Ta bort överflödigt provmaterial från provpinnen genom att försiktigt torka av med rent toalettpapper. **OBS! Ta inte för mycket avföring i provröret, endast den mängd som ryms i den skruvade skåran på den blå provpinnen.** Sätt tillbaka provpinnen i röret och skruva åt ordentligt. Skaka röret.
4. Märk röret med personnummer och provtagningsdatumet.
5. Provet är nu klart och kan förvaras i rumstemperatur i upp till 5 dagar. Om du ska lämna fler prover, tag dem vid olika tillfällen. Lämna provet eller proverna till vårdcentralen/mottagningen.

